

Reticulocyte count

תיאור הבדיקה

קוד CPT

85044

שם הבדיקה

Reticulocyte count

שמות נוספים לבדיקה

ספירת רטיקולוציטים

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

Hematology Analyzer DxH900

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[על-אוטומטית](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

בוקר: (חול 7:30-15:30) 03-530-8162 משמרת: 03-530-2747, 2100

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

סוג הדגימה

דם מלא

נפח דגימה

3 מ"ל במבחנת Vacutainer מבוגרים, 0.5 מ"ל במבחנה פדיאטרית

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA פקק סגול

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לערבב היטב בהיפוך איטי, ללא הקצפה (5 פעמים) מיד לאחר לקיחה.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר, מחוץ לשיבא לשלוח בקרור (אסור להקפיא)

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

8 שעות בטמפרטורה החדר

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

%

תחום ערכים תקינים

5-1.5.0 משתנה לפי גיל. מפורט בדוח הבדיקה

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS Reticulocyte count

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 40 דקות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

24/7