

Total bile acids (TBA)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82239

שם הבדיקה

Total bile acids (TBA)

שמות נוספים לבדיקה

מלחי מרה

לאבחנה/טיפול

חלק מאבחון מחלות כבד וסמן לרעלת הריון

שיטת ביצוע הבדיקה

Enzymatic colorimetric(AU5800)

מגבלות השיטה

המוליזה חזקה משפיע על תוצאת הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

צום 8 שעות

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

מבחנה מלאה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לאחר הלקיחה לשמור בטמפרטורת החדר ולשלוח באותו יום. אם לא נשלח באותו הלקיחה, חובה הפרדת מוחלטת מהתאים, לשמור ולשלוח בקרור עד 48 שעות מההפרדה.

תנאי שינוע

מחוץ לשיבא לשלוח בקרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

7 ימים בטמפרטות $2-8^{\circ}\text{C}$ שלושה חודשים בהקפאה ב- 20°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

micmol/l

תחום ערכים תקינים

ז'נ: 2-10

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

EQAS- Clinical Chemistry (Monthly) Program

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 4 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

מבוצע בימי ראשון וחמישי