

# Vitamin B12

## תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

82607

**שם הבדיקה**

Vitamin B12

**שמות נוספים לבדיקה**

B12 ויטמין, cobalamin, cyanocobalamin

**לאבחנה/טיפול**

ברור אנמיה

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Dxl 800Immunometric-Chemiluminescence

**מגבלות השיטה**

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[על-אוטומטית](#)

### מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

### טלפון למידע, בירורים ותיאום

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

### מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

### המעבדה הקולטת את הדגימה

על-אוטומטית

### האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

### דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין הוראות מיוחדות

### סוג הדגימה

סרום

### נפח דגימה

מבחנה מלאה

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל SST פקק צהוב

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

ניתן לשמור בטמפרטורת החדר אם נשלח באותו יום של הלקיחה. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום מהתאים וניתן לשמר בקרור  $2-8^{\circ}\text{C}$  עד יומיים או בהקפאה בטמפרטורת  $-20^{\circ}\text{C}$  -

## תנאי שינוע

באותו יום הלקיחה לשלוח בטמפרטורת החדר. אם לא נשלח באותו יום הלקיחה יש ולשלוח בקרור.

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לאחר הפרדת הסרום מהתאים: עד 8 שעות בטמפרטורת החדר מעל 8 שעות ו-48 עד שעות בטמפרטורת  $2-8^{\circ}\text{C}$  מעל 48 שעות בהקפאה ב  $-20^{\circ}\text{C}$  -

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

### יחידת מידה

pg/ml

### תחום ערכים תקינים

נשים/גברים: 150-914

## בקורות ותקני איכות

**בקרת איכות חיצונית - EQA**

EQAS IMMUNOASSAY

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

ISO15189

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד 120 דקות

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

24/7