

נוגדן/אנטיגן ל-HIV

תיאור הבדיקה

קוד CPT

87389

שם הבדיקה

נוגדן/אנטיגן ל-HIV

שמות נוספים לבדיקה

לאבחנה/טיפול

אידס, AIDS

שיטת ביצוע הבדיקה

CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immuno Assay)

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[זיהומיות](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל מיקרוביולוגיה

טלפון למידע, בירורים ותיאום

35303401

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

אין להזמין בדיקות נוספות לאותה מבחנה למעט בדיקה זו

המעבדה הקולטת את הדגימה

זיהומיות/מגה לאב

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

מעבדה מרכזית לנגיפים

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת פלסטיק

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

נא להעביר למעבדה ביום לקיחת הדם בטמפ' החדר. או שמור בקרור ($2^{\circ}\text{C} - 8^{\circ}\text{C}$) עד 5 ימים עד העברת דגימה למעבדה

תנאי שינוע

העברה במערכת הפנאומטית או בקירור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

5 ימים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

S/CO

תחום ערכים תקינים

פחות מ- 0.8

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO 15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

4 ימים לתשובה שלילית, תשובה חיובית תינתן עד 7 ימי עבודה מיום קבלת הבדיקה במעבדה, מותנה בקבלת תוצאה מאמתת בבדיקה במכשיר vidas וממעבדה מרכזית לנגיפים (WB), ודגימה נוספת לאישור זהותו של הנבדק.

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

נא ליצור קשר עם רופא מומחה למחלות זיהומיות