

lymphocyte populaion clonality: IgHeavy chain IgKappa,TCR-Gamma, TCR- Beta

תיאור הבדיקה

קוד CPT

88299

שם הבדיקה

lymphocyte populaion clonality: IgHeavy chain IgKappa,TCR-Gamma, TCR- Beta

שמות נוספים לבדיקה

IgH, IgK, TCR-G, TCR-B, לימפוציטים אוכלוסיית של קלונליות, IgHeavy chain IgKappa, TCR-Gamma, TCR- Beta

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

PCR & gene scanning analysis

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

רקמה טריה, רקמה קפואה, נוזלי גוף, רקמות משומרות ומקובעות בבלוק פרפין או סליידים עם חתכים היסטולוגיים לא צבועים.

נפח דגימה

מבלוק 5-15 חתכים של 5 מקרון במבחנה או על גבי סלייד

כלי קיבול לדגימה

רקמה טריה במבחנה בקרח, רקמה קפואה במבחנה בקרח יבש, נוזלי גוף במבחנה סגורה היטב, בלוקים וסליידים

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בלוקים וסליידים. יש אפשרות גם מרקמה טריה במבחנה בקרח, רקמה קפואה במבחנה בקרח יבש, נוזלי גוף במבחנה סגורה היטב.

תנאי שינוע

רקמה טריה במבחנה בקרח, רקמה קפואה במבחנה בקרח יבש, נוזלי גוף במבחנה סגורה היטב, בלוקים וסליידים

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

בלוקים וסליידים ללא מגבלת זמן. רקמה טריה או קפואה - במהירות האפשרית

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא ישים

תחום ערכים תקינים

לא ישים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

CAP: MHO1

בקרת איכות חיצונית חלופית

החלפה של דוגמאות DNA עם מעבדות מבתי חולים אחרים

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 10 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

בתאום עם המעבדה