

הכנת תכשיר למיקרוסקופ אלקטרוניים ובחינתו

תיאור הבדיקה

קוד CPT

88348

שם הבדיקה

הכנת תכשיר למיקרוסקופ אלקטרוניים ובחינתו

שמות נוספים לבדיקה

EM-Electron Microscopy, Preparation and examination of electron microscope
preperats

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

בדיקה איכותית. הכנת תכשיר והסתכלות במיקרוסקופ אלקטרוניים

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[פתולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין המעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302354

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

פתולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

ראה/י נוהל שליחת חומר לפתולוגיה בגליון נפרד.

סוג הדגימה

רקמה או תרחיף תאים בגלוטר אלדהיד

נפח דגימה

ביופסיה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת זכוכית סגורה היטב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקבע בגלוטר אלדהיד ולשמור במקרר

תנאי שינוע

ע"י שליח

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

העברה מיידית למעבדה

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

לא ישום

תחום ערכים תקינים

לא ישום

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות