

elastase, stool

תיאור הבדיקה

CPT קוד

88319

שם הבדיקה

elastase, stool

שמות נוספים לבדיקה

אלסטז בצואה

לאבחנה/טיפול

פעילות הפרשת הלב לב

שיטת ביצוע הבדיקה

ELISA

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[גסטרו](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומה 1 מעל בנק הדם, חדר 259

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302905

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

גסטרו

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתיאום עם המעבדה

סוג הדגימה

צואה

נפח דגימה

2 כפיות מלאות

כלי קיבול לדגימה

מבחנת כפית לצואה

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור

תנאי שינוע

בקירור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד 3 ימים בטמפ' $2-8^{\circ}\text{C}$ או עד 4 שבועות בטמפ' -20°C

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

micg/g

תחום ערכים תקינים

שלילי $<200\text{micg/g}$

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

חודש

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות.