

Prolactin

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84146

שם הבדיקה

Prolactin

שמות נוספים לבדיקה

פרולקטין

לאבחנה/טיפול

1. סיוע באבחון/בירור גידולי יותרת המוח, אמנוריאה, גלקטוריה (הפרשת חלב מהפטמה), אי פריון, אל-ווסת והיפוגונדיזם. 2. ניטור טיפול בגידולים המייצרים פרולקטין (פרולקטינומה).

שיטת ביצוע הבדיקה

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרינולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

מומלץ לקחת דם לאחר 3 שעות אחרי קימה. לברור פרופיל הורמונלי נשים בתקופת הפוריות: יום 3-5 למחזורגורמים מחוץ לבית החולים: לשלוח בקרור. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמור בהקפאה עד למשלוח.

תנאי שינוע

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

קריאת תוצאות

יחידת מידה

µg/L

תחום ערכים תקינים

Males: 0-1m: 0-1.13 1m-1y: 5.17-59.88 1y-19y: 3.01-25.00 >19y: 4.04-15.2
Female: 0-1m: 0-1.13 1m-1y: 5.17-59.88 1y-19y: 3.01-25.00 >19y: 4.79-23.3

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

UK NEQAS for Peptide Hormones

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2012

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 2 ימי עבודה, ובהתאם לדחיפות

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות