

Eosinophiles in Urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

Eosinophiles in Urine

שמות נוספים לבדיקה

אאוזינופילים בשתן

לאבחנה/טיפול

הבדיקה משמשת לזיהוי מצבי דלקת בכליה

שיטת ביצוע הבדיקה

צביעה מיוחדת

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302385

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 151

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

כלי קיבול לדגימה

כוסית

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

שתן טרי להעביר מידית למעבדה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

3 שעות

קריאת תוצאות

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

שבוע

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות