

Phosphatase alkaline isoenzymes, Serum

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84080

שם הבדיקה

Phosphatase alkaline isoenzymes, Serum

שמות נוספים לבדיקה

איזנוזימים של פוספטאז בסיסי, סרום

לאבחנה/טיפול

בירור עלייה ב AP בדם

שיטת ביצוע הבדיקה

Electrophoresis, Densitometry

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע, המטולוגיה חדר 106

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 106

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום דםתוסף: זרז קרישה עם גל פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דגימה: יש להפריד סרום

תנאי שינוע

בקירור $4-8^{\circ}\text{C}$.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

10 ימים

קריאת תוצאות

יחידת מידה

%

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

7 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות