

# Placental Growth Factor

## תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

**שם הבדיקה**

Placental Growth Factor

**שמות נוספים לבדיקה**

PIGF

**לאבחנה/טיפול**

למידע על הבדיקה לחץ: מעבדה אנדוקרינית שיבא - בדיקות מיוחדות

**שיטת ביצוע הבדיקה**

Electro-chemi-luminescence-immunoassay (ECLIA)

**מגבלות השיטה**

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[אנדוקרינולוגיה](#)

## מיקום המעבדה

בנין מטבוליזם אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

ראה גם בדיקת יחס PIGF/1-sFlt

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה והמעבדה המרכזית

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

## כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב

## תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

גורמים מחוץ לבית החולים: לשלוח בקרור. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה יש להפריד את הסרום ולשמור בהקפאה עד למשלוח.

## תנאי שינוע

## זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

## קריאת תוצאות

### מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

### יחידת מידה

pg/ml

### תחום ערכים תקינים

Gestational week 20-23: 119-605 Gestational week 10-14: 28.8-122 Gestational week 15-19: 66.2-289 Gestational week 24-28: 169-1117 Gestational week 29-33: 114-1297 Gestational week 34-36: 78-984 Gestational week 37-delivery: 54.4-862

## בקורות ותקני איכות

## בקרת איכות חיצונית - EQA

NEQAS PRE-ECLAMPSIA MARKERS

## בקרת איכות חיצונית חלופית

## הסמכה/התעדה

ISO15189

## שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

## מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד 2 ימי עבודה, ובהתאם לדחיפות

## ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות