

S100 calcium-binding protein B (S100B)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

שם הבדיקה

S100 calcium-binding protein B (S100B)

שמות נוספים לבדיקה

חלבון S100B

לאבחנה/טיפול

מדד לנזק למערכת העצבים המרכזית. רמות מוגברות של S100B עלולות להצביע על תרחיש נוירי-פתולוגי.

שיטת ביצוע הבדיקה

Chemiluminesce/Immunoassay

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[אנדוקרימולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בנין מטבוליים אנדוקרינולוגיה וסוכרתקומה 4

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302801

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

אנדוקרינולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

--

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת ג'ל פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

גורמים מחוץ לבית החולים: לשלוח בקירור. דגימות שאינן נשלחות ביום הלקיחה: יש להפריד את הסרום ולשמור בהקפאה עד למשלוח

תנאי שינוע

--

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

--

קריאת תוצאות

מידע כללי

המעבדה אינה מספקת אינטרפטציה קלינית לתוצאות הבדיקה. לקבלת חוות דעת רפואית יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

יחידת מידה

mcg/L

תחום ערכים תקינים