

3-Methoxytyramine, free, 24 Hour, Urine

תיאור הבדיקה

CPT קוד

82382

שם הבדיקה

3-Methoxytyramine, free, 24 Hour, Urine

שמות נוספים לבדיקה

שעות 24 שتن באיסוף (3MT) מטאנפריטים, Metanephrines Urine

לאבחנה/טיפול

Screening for pheochromocytoma and adrenal tumors

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

מגבלות השיטה

requires a timed collection for accuracy

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

יש להימנע ממזון ותרופות העלולים להשפיע על רמת האנליטים הנמדדים תוך התייעצות עם הרופא המטפל.

סוג הדגימה

איסוף שתן, יש לציין זמן ונפח השתן שנאסף

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מיכל פלסטיק לאיסוף שתן של 24 שעות תוסף: HCl מרוכז 6N

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור, מוגן מאור

תנאי שינוע

קירור, מוגן מאור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודשיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

$\mu\text{g}/24\text{h}$

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

Instand Biogenic Amines

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיר/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

24 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות