

Serotonin 24 Hour, Urine

תיאור הבדיקה

קוד CPT

82382

שם הבדיקה

Serotonin 24 Hour, Urine

שמות נוספים לבדיקה

שעות 24 שתי באיסוף סרוטונין, Catecholamines

לאבחנה/טיפול

Diagnosis and monitoring of carcinoid syndrome

שיטת ביצוע הבדיקה

LCMSMS

מגבלות השיטה

requires a timed collection for accurate results, Results may depend on medication or diet.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

מטבולית (ביוכימיה קלינית)

מיקום המעבדה

אגף מעבדות קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302553

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

על-אוטומטית

המעבדה הקולטת את הדגימה

יש לשלוח אנמנזה כולל רשימת תרופות

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

איסוף שתן, יש לציין זמן ונפח השתן שנאסף

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מיכל פלסטיק לאיסוף שתן של 24 שעות תוסף: HCl מרוכז 6N

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

קירור, מוגן מאור

תנאי שינוע

קירור, מוגן מאור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודשיים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

$\mu\text{g}/24\text{h}$

תחום ערכים תקינים

ערכים תלויי גיל

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

Instand Biogenic Amines

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

24 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות