

drug resistance

תיאור הבדיקה

CPT קוד

80299

שם הבדיקה

drug resistance

שמות נוספים לבדיקה

עמידות לתרופות

לאבחנה/טיפול

ניטור תגובה לתרופות נוגדות כמו אספירין פלביקס ונגזרותיו

שיטת ביצוע הבדיקה

Platelet aggregation (ADP, epinephrine, חומצה, ארכדונית)

מגבלות השיטה

במקרים של בדיקה המוליטית או ליפמית או כשיש מתחת ל 100,000 טסיות פוגע ברגישות הבדיקה ובתוצאה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[בנק הדם](#)

מיקום המעבדה

חדר 112 קומה 0 בתוך בנק הדם

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302383

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

נא לשלוח את שתי המבחנות ביחד בשקית ישירות לבנק הדם ידנית או בטיל 100

המעבדה הקולטת את הדגימה

בנק הדם

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

הנבדק חייב להמנע מארוחות שומניות 12 שעות לפני הדגימה. ספירת הטסיות של המטופל חייבת להיות מעל 100,000.

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

ל"מ 2X3

כלי קיבול לדגימה

תכלת פקק ציטרט מבחנות 2x

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

לקיחה חלקה, עירבוב על ידי 5 היפוכים בלי הקצפה, בלקיחה כמבחנה ראשונה למלא צינורית.
לשלוח מידית.

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

6 שעות

קריאת תוצאות

מידע כללי

הפרשנות של התוצאות היא בסמכות הרופאים בלבד

יחידת מידה

% אגרגציה מקסימלית

תחום ערכים תקינים

65