

Preimplantation genetic diagnosis (PGD)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

J9011, 89290

שם הבדיקה

Preimplantation genetic diagnosis (PGD)

שמות נוספים לבדיקה

אבחון גנטי טרום-השרשה (PGD)

לאבחנה/טיפול

שיטת ביצוע הבדיקה

NGS, PGT-SR/ PGT-A

מגבלות השיטה

רגישות השיטה מתוכננת לזיהוי שינויים כרומוזומליים הגדולים מ - 10Mb. לא ניתן לזהות בשיטה זו
טרנסלוקציות מאוזנות, אינברסיות, מוזאיקות ברמות נמוכות, מוטציות נקודתיות, Uniparental
disomy ל-Imprinting הקשורים ושינויים

הערות

הערות

על פי הוראות היצרן Vitrolife

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

גנטית

מיקום המעבדה

מכון גנטי, בנין נשים יולדות

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5303934

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

מכון גנטי

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

בתאום מראש עם המעבדה או המשרד

סוג הדגימה

בלסטוציסטים

נפח דגימה

כלי קיבול לדגימה

מבחנת אפנדורף עם דגימת העובר

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

טיפול מידי

תנאי שינוע

בהקפאה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

עד חודש ימים

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

אפיון חוסר איזון כרומוזומלי

תחום ערכים תקינים

כרומוזמים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמיך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

עד חודש ימים

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות