

Oligoclonal IgG bands

תיאור הבדיקה

קוד CPT

889983

שם הבדיקה

Oligoclonal IgG bands

שמות נוספים לבדיקה

פסי IgG אוליגוקלונלים

לאבחנה/טיפול

טרשת נפוצה

שיטת ביצוע הבדיקה

Isoelectric Focusing

מגבלות השיטה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 106

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 106

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

סרום + CSF

נפח דגימה

סרום: 4 מ"ל לנוזל עמוד שידרה: 0.5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

סרום: מבחנה לדיגום דם תוסף: זרז קרישה עם גל פקק צהובנוזל עמוד שידרה: מבחנה יעודית ללא תוסף

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דגימות: את שתי הדגימות יש לקחת באותו יום. יש לשלוח למעבדה מיד. או להפריד את הסרום ולהקפיא את שתי הדגימות

תנאי שינוע

הקפאה

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

30 יום

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

איכותי

תחום ערכים תקינים

פרופיל ערכים תלוי גיל ומגדר

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

יש - ביקורות פנימיות

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמיך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

21 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות