

Phosphatase alkaline isoenzymes, Serum

תיאור הבדיקה

קוד CPT

84080

שם הבדיקה

Phosphatase alkaline isoenzymes, Serum

שמות נוספים לבדיקה

איזנוזימים של פוספטאז בסיסי, סרום

לאבחנה/טיפול

בירור עלייה ב AP בדם

שיטת ביצוע הבדיקה

Electrophoresis, Densitometry

מגבלות השיטה

נעשה בקיט ולכן יש לאסוף מספר מינימלי של דגימות לצורך ביצוע הבדיקה

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 106

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302117

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לציין בהפניה אם הנבדקת בהריון והאם לנבדקת יש חשד לגידול

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 106

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

סוג הדגימה

סרום

נפח דגימה

5 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנה לדיגום דםתוסף: זרז קרישה עם גל פקק צהוב

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

דגימה: יש להפריד סרום

תנאי שינוע

בקירור $4-8^{\circ}\text{C}$.

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

חודש

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

%

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

7 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות