

PNH, MARKERS

תיאור הבדיקה

CPT קוד

706358

שם הבדיקה

PNH, MARKERS

שמות נוספים לבדיקה

סמנים, PNH

לאבחנה/טיפול

זיהוי מחלת ה hemoglobinuria nocturnal Paroxysmal PNH

שיטת ביצוע הבדיקה

Flow Cytometry

מגבלות השיטה

קבלת מנת דם ממסכת על זיהוי המחלה בשורת תאי דם אדומים, לכן יש להודיע על קבלת מנת דם ב-
3 החודשים הקודמים לבדיקה. במקרה זה הבדיקה תבוצע בשורת תאי דם לבנים בלבד.

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[המטולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע, חדר 151

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302385

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

יש לציין האם המטופל/ת קיבל/ה מנת דם ב 3 החודשים הקודמים לבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

המטולוגיה חדר 151

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

רק בתיאום עם המעבדה

סוג הדגימה

דם

נפח דגימה

3 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

מבחנת EDTA

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

להעביר למעבדה ביום הלקיחה

תנאי שינוע

טמפרטורת החדר

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

באותו יום

קריאת תוצאות

מידע כללי

קלון PNH מוגדר כקלון בו נתחמו מעל 50 תאים פתולוגיים המהווים מעל 0.01% מאוכלוסיית התאים הנבדקת.

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

בקורות ותקני איכות

EQA - בקרת איכות חיצונית

אין

בקרת איכות חיצונית חלופית

יש ביקורות פנימיות

הסמכה/התעדה

ISO15189:2022

שם הגוף המסמך/מתעיד

הרשות הלאומית להסמכת המעבדות

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

14 ימי עבודה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

לא מבוצע מעבר לשעות הפעילות

הערות

הערות

במידה ונפח הדגימה קטן מהנדרש, המעבדה תקבל את הדגימה, אך לא מתחייבת לביצוע המלא של הבדיקה/ות הנדרשות.

