

S-PMA (S-Phenyl Mercapturic Acid)

תיאור הבדיקה

קוד CPT

1701648

שם הבדיקה

S-PMA (S-Phenyl Mercapturic Acid)

שמות נוספים לבדיקה

S-PMA (S-Phenyl Mercapturic Acid)

לאבחנה/טיפול

חשיפה לבנזן

שיטת ביצוע הבדיקה

כרומטוגרפיה - MSMS/LC

מגבלות השיטה

- כ התוצאה בטופס ידווח הגילוי לסף או (LOQ) הכימות לסף מתחת ממצא כל * $1.0 \mu\text{g/l}$ LOQ *
"לא נמצא" או "שלילי"

פרטי מעבדה מבצעת

מעבדה מבצעת

[טוקסיקולוגיה](#)

מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302358/6

מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

המעבדה הקולטת את הדגימה

טוקסיקולוגיה

האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

לא

דיגום ושינוע הבדיקה

תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

אין

סוג הדגימה

שתן

נפח דגימה

10 מ"ל

כלי קיבול לדגימה

כוסית שתן

תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בתום משמרת העבודה בבנזן

תנאי שינוע

קרור

זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

קריאת תוצאות

מידע כללי

יחידת מידה

µg/gr creat.

תחום ערכים תקינים

25>BE(ACGIH)

בקורות ותקני איכות

בקרת איכות חיצונית - EQA

בקרת איכות חיצונית חלופית

אין

הסמכה/התעדה

שם הגוף המסמך/מתעיד

מועדי דיגום ותוצאות

משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)

בתיאום מראש עם המעבדה

ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:

יש לוודא טלפונית עם המעבדה זמינות הבדיקה