

# Influenza (A,B) nucleic acid identification (Real time RT-PCR)

## תיאור הבדיקה

**קוד CPT**

87250

**שם הבדיקה**

Influenza (A,B) nucleic acid identification (Real time RT-PCR)

**שמות נוספים לבדיקה**

אבחון Influenza virus

**לאבחנה/טיפול**

זיהוי שפעת (B A) זיהוי חומצות גרעין (Real Time RT-PCR)

**שיטת ביצוע הבדיקה**

RT-PCR

**מגבלות השיטה**

## פרטי מעבדה מבצעת

**מעבדה מבצעת**

[מעבדה מרכזית לנגיפים מרכז ארצי לשפעת ונגיפי נשימה טל' 2455](#)

## מיקום המעבדה

בניין מעבדות, קומת קרקע

## טלפון למידע, בירורים ותיאום

03-5302455

## מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה

## המעבדה הקולטת את הדגימה

מעבדה מרכזית לנגיפיםחדר קבלת דגימותטל' 2388

## האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?

## דיגום ושינוע הבדיקה

### תנאים והכנת החולה לפני הדיגום

נבדק כחלק מפנל RV7 של חברת Seegen הכולל:שפעות, Adeno RSV, hMPV, ' 2-CoV-SARS, Parainfluenza ו-Rhino.

### סוג הדגימה

משטח אף ולוע, שאיבה מחלל האף והלוע, BAL, שטיפת אף, ביופסיה (כולל דגימות M.P).

### נפח דגימה

2 מ"ל

### כלי קיבול לדגימה

מצע נוזלי מסחרי למשטחים ויראליים או מבחנה/כוסית ייעודית

### תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע

בקירור 4-8°C

### תנאי שינוע

בקירור 4-8°C

### זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה

לא רלוונטי

### קריאת תוצאות

#### מידע כללי

#### יחידת מידה

לא רלוונטי

#### תחום ערכים תקינים

לא רלוונטי

### בקורות ותקני איכות

## **EQA - בקרת איכות חיצונית**

WHO EQAP for the detection of Influenza

## **בקרת איכות חיצונית חלופית**

### **הסמכה/התעדה**

ISO-9001:2015

### **שם הגוף המסמיך/מתעיד**

מכון התקנים הישראלי

### **מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד 4 ימים או עד 6 ימים

### **ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

בימי שישי נקלטות דגימות במעבדה בשעות 8.00-13.00