

## Protein-CSF, total

### תיאור הבדיקה

#### CPT קוד

84155

#### שם הבדיקה

Protein-CSF, total

#### שמות נוספים לבדיקה

חלבון-CSF

#### לאבחנה/טיפול

#### שיטת ביצוע הבדיקה

Colorimetric test,(AU5800)

#### מגבלות השיטה

איקטריה- ירידה בערך הנמדדליפמיה- עליה בערך הנמדד

### פרטי מעבדה מבצעת

#### מעבדה מבצעת

על-אוטומטית

**מיקום המעבדה**

בניין מעבדות, קומת קרקע

**טלפון למידע, בירורים ותיאום**

טלפון לברורים: 03-530-2100 או 03-530-2747

**מידע הנחוץ להזמנת הבדיקה**

**המעבדה הקולטת את הדגימה**

על-אוטומטית

**האם חלק מן הבדיקה מבוצע במעבדה אחרת?**

לא

**דיגום ושינוע הבדיקה**

**תנאים והכנת החולה לפני הדיגום**

אין הוראות מיוחדות

**סוג הדגימה**

נוזך עמוד השידרה

**נפח דגימה**

מבחנה מלאה

**כלי קיבול לדגימה**

מבחנה ללא תוסף

**תנאי לקיחה ושימור טרם שינוע**

לשלוח מיד למעבדה.

**תנאי שינוע**

מחוץ לשיבא חייב להגיע למעבדה תוך שעה מלקיחה, בקרור 2-8°C

**זמן מרבי מדיגום עד ביצוע הבדיקה**

72 שעות בטמפרטורה 2-8°C

**קריאת תוצאות**

מידע כללי

יחידת מידה

תחום ערכים תקינים

**בקורות ותקני איכות**

בקרת איכות חיצונית - EQA

**בקרת איכות חיצונית חלופית**

**הסמכה/התעדה**

**שם הגוף המסמיך/מתעיד**

**מועדי דיגום ותוצאות**

**משך הזמן מקבלת הדגימה ועד הוצאת תשובה (ימי עבודה אלא אם צויין אחרת)**

עד 60 דקות

**ביצוע הבדיקה מעבר לשעות העבודה:**

24/7